

Newcryl[®]



DIENTES DE RESINA ACRÍLICA
ACRYLIC RESIN TEETH

FLUORESCENCIA NATURAL
NATURAL FLUORESCENCE


Carta de moldes
Mould chart

newstetic
De México S.A. de C.V.

ANTERIORES SUPERIORES UPPER ANTERIORS

Ancho de los 6 anteriores en línea.
Width of 6 anteriors on a straight line

Ancho del central.
Width of central



Largo del central sin cuello.
Length of central without collar



A25

- 45.60
- 8.50
- 9.50



A26

- 47.10
- 8.90
- 9.70



2D

- 43.00
- 7.60
- 9.50



3D

- 42.70
- 8.00
- 9.20



2N

- 42.50
- 7.60
- 10.20



3N

- 44.60
- 8.00
- 10.00



3M

- 39.50
- 7.10
- 9.00



3P

- 48.60
- 8.70
- 10.70



263

- 41.80
- 7.60
- 10.10



264

- 44.60
- 8.10
- 10.60




266

- 50.00
- 9.10
- 12.00


ANTERIORES INFERIORES LOWER ANTERIORS

Ancho de los 6 anteriores en línea.
Width of 6 anteriors on a straight line

Ancho del central.
Width of central



Largo del central sin cuello.
Length of central without collar



2D

- 31.70
- 5.00
- 9.30



3D

- 32.80
- 4.90
- 8.60



2E

- 35.10
- 5.40
- 9.50



2N

- 32.60
- 5.00
- 9.00



3N

- 33.90
- 5.00
- 9.50


Newcryl[®]

DIENTES DE RESINA ACRÍLICA ACRYLIC RESIN TEETH

Fluorescencia Natural Cross-linked
Natural Fluorescence

POSTERIORES SUPERIORES UPPER POSTERIORIORS

Ancho de los 4 posteriores en línea.
Width of 4 posteriors on a straight line




Ancho del primer molar.
Width of the first molar



POSTERIORES INFERIORES LOWER POSTERIORIORS

Ancho de los 4 posteriores en línea.
Width of 4 posteriors on a straight line



Ancho del primer molar.
Width of the first molar



30L
● 29.80
● 8.10
● 31.60
● 8.60



30M
● 29.10
● 7.70
● 31.80
● 8.70



32L
● 31.80
● 7.80
● 33.80
● 8.20



32M
● 31.40
● 7.70
● 33.50
● 8.30



34L
● 33.50
● 8.50
● 35.60
● 8.80



3M
● 31.40
● 4.80
● 8.20



3P
● 38.00
● 6.00
● 10.00



26
● 37.50
● 5.50
● 11.50



46
● 36.20
● 5.50
● 8.70

Articulación/Articulation

Anteriores superiores Upper anteriors	Anteriores inferiores Lower anteriors	Posteriores superiores e inferiores - 33° Upper - lower posteriors - 33°
A26	46	32M
A25	2E	30M - 32M
2N	2N	30L
264	2E	32M - 32L
3D	3D	30M - 32M
263	2N	30M - 30L
3P	3P	32M - 32L
3N	3N	30M - 30L
266	26	34L
2D	2D	30M - 30L
3M	3M	30M

Colores Vita®*/Vita®* Shades

A0-A1-A2-A3-A3.5-A4-B1-B2-B3-B4-C1-C2-C3-D3


* Vita es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

Ejemplos/Examples - (mm)


Molde 2N
Mould 2N

- Ancho de los 6 anteriores en línea.
Width of 6 anteriors on a straight line 42.50
- Ancho del central.
Width of central 7.60
- Largo del central sin cuello.
Length of central without collar 10.20

Anteriores superiores
Upper anteriors



Anteriores inferiores
Lower anteriors




Molde 30M
Mould 30M

- Ancho de los 4 posteriores superiores o inferiores en línea.
Width of 4 upper or lower posteriors on a straight line 29.10
- Ancho del primer molar superior o inferior izquierdo.
Width of the upper first molar or lower left molar 7.70

Posteriores superiores
Upper posteriors



Posteriores inferiores
Lower posteriors



ISO
22112



SC 358-1



DM 017-1



New Stetic de México SA de CV
Horacio 124 Ofic. 403 Polanco V Sección
CP 11560 CDMX
Tels: (55)52545397 (55)52545398 Fax: (55)52544940.
infomexico@newstetic.com.mx
www.newstetic.com

Síguenos / Follow us:



Cód.: 0015073-03